

# 谷胱甘肽 S-转移酶(glutathione S-transferase,GST)试剂盒说明书

微量法 100T/96S

注意:正式测定之前选择 2-3 个预期差异大的样本做预测定。 测定意义:

GST 是一种具有多种生理功能的蛋白质家族,主要存在于细胞质内。GST 是体内解毒酶系统的重要组成部分,主要催化各种化学物质及其代谢产物与 GSH 的巯基共价结合,使亲电化合物变为亲水物质,易于从胆汁或尿液中排泄,达到将体内各种潜在或具备毒性的物质降解并排出体外的目的。因此,GST 在保护细胞免受亲电子化合物的损伤中发挥着重要的生物学功能。此外,因为 GST 具有 GSH-Px 活性,亦称为 non-Se GSH-Px,具有修复氧化破坏的大分子如 DNA、蛋白质等的功能。注意,GST 催化的反应减少 GSH 含量,但是不增加 GSSG 含量。

# 测定原理:

GST 催化 GSH 与 CDNB 结合, 其结合产物的光吸收峰波长为 340nm; 通过测定 340nm 波长处吸光度上升速率,即可计算出 GST 活性。

## 自备仪器和用品:

低温离心机、水浴锅、可调节移液器、紫外分光光度计/酶标仪、微量石英比色皿/96 孔板、和蒸馏水。

# 试剂组成和配置:

试剂一:液体 120mL×1 瓶,4℃保存。

试剂二:液体 22mL×1 瓶,4℃保存。

试剂三: 粉剂×1 瓶,4℃保存。临用前加2 mL 蒸馏水溶解。

#### **粗酶液提取:**

- 1. 组织:按照组织质量(g): 试剂一体积(mL)为1: 5~10 的比例(建议称取约 0.1g 组织,加入 1mL 试剂一)进行冰浴匀浆。8000g,4℃离心10min,取上清置冰上待测。
- 3. 血清等液体:直接测定。

## 测定:

- 1. 分光光度计/酶标仪预热 30 min,调节波长到 340 nm,用蒸馏水调零。
- 2. 试剂三放在 25℃ (一般物种) 或者 37℃ (哺乳动物) 保温。
- 3. **测定管:** 取微量石英比色皿或 96 孔板,加入  $20\mu$ L 上清液, $180\mu$ L 试剂二和  $20\mu$ L 试剂三,迅速混匀后于 340nm 测定吸光度变化,记录 10s 和 310s 吸光度为 A1 和 A2。

# GST 活性计算公式:

a.使用微量石英比色皿测定的计算公式如下

(1). 按蛋白浓度计算

活性单位定义: 在 25℃或者 37℃中,每毫克蛋白每分钟催化 1nmol/L CDNB 与 GSH 结合为 1 个酶活单位。

GST(nmol/min/mg prot)=(A2-A1)÷ $\epsilon$ +d×109×V 反总÷(Cpr×V 样)÷T=230×(A2-A1)÷Cpr



#### (2). 按样本质量计算

活性单位定义: 在 25℃或者 37℃中,每克样品每分钟催化 1nmol/L CDNB 与 GSH 结合为 1 个酶活单位。

GST(nmol/min/g 鲜重)=(A2-A1)÷ε÷d×10<sup>9</sup>×V 反总÷(W×V 样÷V 样总)÷T =230×(A2-A1)÷W

(3) 按细胞数量计算

活性单位定义: 在 25℃或者 37℃中,每 10⁴个细胞每分钟催化 1nmol/L CDNB 与 GSH 结合 为 1 个酶活单位。

GST(nmol/min/10<sup>4</sup> cell)=(A2-A1)÷ε÷d×10<sup>9</sup>×V 反总÷(细胞数量×V 样÷V 样总)÷T =230×(A2-A1)÷细胞数量

(4) 按液体体积计算

活性单位定义: 在 25℃或者 37℃中,每毫升液体每分钟催化 1nmol/L CDNB 与 GSH 结合为 1 个酶活单位。

GST(nmol/min/mL)=(A2-A1)÷ε÷ $d\times10^9\times V$  反总÷V 样÷T = 230×(A2-A1)

ε: 产物摩尔消光系数, $9.6\times10^3$  L/mol /cm; d: 比色皿光径,1cm;  $10^6$ :  $1mol=1\times10^6$ μmol; V 反总: 反应体系总体积,220μL= $2.2\times10^4$  L; Cpr: 上清液蛋白质浓度(mg/mL),需要另外测定,建议选用本公司生产的 BCA 蛋白质浓度测定试剂盒; W: 样品质量; V 样: 加入反应体系中上清液体积,20μL=0.02 mL; V 样总: 提取液体积,1 mL; T: 反应时间(min),5min。

b.使用 96 孔板测定的计算公式如下

(1). 按蛋白浓度计算

活性单位定义: 在 25℃或者 37℃中,每毫克蛋白每分钟催化 1nmol/L CDNB 与 GSH 结合为 1 个酶活单位。

GST(nmol/min/mg prot)=(A2-A1)÷ $\epsilon$ ÷d×109×V 反总÷(Cpr×V 样)÷T=460×(A2-A1)÷Cpr

(2). 按样本质量计算

活性单位定义: 在 25℃或者 37℃中,每克样品每分钟催化 1nmol/L CDNB 与 GSH 结合为 1 个酶活单位。

GST(nmol/min/g 鲜重)=(A2-A1)÷ε÷d×10<sup>9</sup>×V 反总÷(W×V 样÷V 样总)÷T =460×(A2-A1)÷W

(3) 按细胞数量计算

活性单位定义: 在 25℃或者 37℃中,每 10<sup>4</sup> 个细胞每分钟催化 1nmol/L CDNB 与 GSH 结合为 1 个酶活单位。

GST(nmol/min/10<sup>4</sup>cell)=(A2-A1)÷ε÷d×10<sup>9</sup>×V 反总÷(细胞数量×V 样÷V 样总)÷T =460×(A2-A1)÷细胞数量

(4) 按液体体积计算

活性单位定义: 在 25℃或者 37℃中,每毫升液体每分钟催化 1nmol/L CDNB 与 GSH 结合为 1 个酶活单位。

GST(nmol/min/mL)=(A2-A1)÷ε÷d×10<sup>9</sup>×V 反总÷V 样÷T =460×(A2-A1)



ε: 产物摩尔消光系数, $9.6\times10^3$  L/mol /cm; d: 96 孔板光径,0.5cm;  $10^6$ : 1mol= $1\times10^6$ μmol; V 反总: 反应体系总体积,220μL= $2.2\times10^4$  L; Cpr: 上清液蛋白质浓度(mg/mL),需要另外测定,建议选用本公司生产的 BCA 蛋白质浓度测定试剂盒; W: 样品质量; V 样: 加入反应体系中上清液体积,20μL=0.02 mL; V 样总: 提取液体积,1 mL; T: 反应时间(min),5min。

# 注意事项:

- 1. 样品处理等过程均需要在冰上进行,且须在当日测定酶活力;
- 2. 细胞中 GST 活性测定时,细胞数目须在 300 万-500 万之间,细胞中 GST 的提取时可加试剂一后研磨或超声波处理,不能用细胞裂解液处理细胞;
- 3. 本法测定 GST 活性的线性范围可达 76  $\mu$ mol/min /L,测定前先用 1~2 个样做预实验,如 5min 内反应不成线性,须对样品用蒸馏水稀释,计算结果乘以稀释倍数;
- 4. 测定反映的温度对测定结果有影响,请控制在25℃或者37℃(哺乳动物)。